

Método
TRADICIONAL
BOLSAS DE HIELO - GELES FRÍOS



Mejoras de la
HILOTERAPIA



Método **TRADICIONAL**

- Sin control de la temperatura.
- Limita el proceso natural de curación.
- Demasiado frío, incómodo y poco higiénico.
- Aplicación en periodos muy cortos de tiempo.

Mejoras de la **HILOTERAPIA**

- Control preciso de temperatura.
- Amplia gama de accesorios anatómicos ajustables.
- Posibilidad de tratamientos continuos de varios días.
- Científicamente demostrado como el mejor tratamiento no farmacológico del mundo para la reducción de la inflamación, el dolor y los hematomas.

HILOThERM HOME CARE

Ahora en su propio domicilio.

**NUEVO DISPOSITIVO
SIN HIELO**

Consulte con su médico.



HILOTERAPIA

*“Comprometidos
con su recuperación”*

Distribuidor:

Le recomienda Hiloterapia:

TecnoSan Promociones Sanitarias S.L.

NIF.- B-87295028

C/ Padre Granda 4, 2º D

Centro de Negocios La Garena

28806 Alcalá de Henares Madr. España

Teléfonos.- 912 655 166 / 0034 637 303 724

Web: www.hiloterapia.net

MADE IN GERMANY 

HILOTERAPIA

El tratamiento terapéutico isotérmico mediante temperatura ajustable con precisión.



Maxilofacial | Odontología | Cirugía Plástica | ORL

El sistema más seguro y eficaz para reducción y prevención del hematoma, el edema y el dolor postoperatorio.

Lesiones, traumas, edemas y hemorragias dificultan mucho el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos afectados, lo que provoca trastornos circulatorios e hipertermia asociada con inflamación. Su médico utiliza HILOTERAPIA para ayudarle a combatir estos síntomas.

La temperatura necesaria para la regeneración de la zona dañada se ajusta con exactitud al valor óptimo para que el metabolismo elimine las células muertas y el acumulación de proteínas, favoreciendo la curación de las lesiones.

La temperatura del tejido afectado puede reducirse o incrementarse seleccionando el valor más adecuado para cada tipo de lesión.



Temperaturas comprendidas entre **+10°C** y **+35°C**

Accesorios anatómicos de un solo uso

Existen accesorios anatómicos, que se adaptan a las principales zonas corporales. Estos accesorios son de un solo uso.



Accesorio para ojos, cerrado
Art. N° 15000002



Accesorio para ojos, abierto
Art. N° 15000003



Accesorio redondo
Art. N° 15000008



Accesorio plano pequeño
Art. N° 15000010



Accesorio de cara inferior+ puente
Art. N° 15000012



Accesorio de cara superior
Art. N° 15000013



Accesorio nasal
Art. N° 15000019



Accesorio de cara inferior
Art. N° 15000022

¿Cómo funciona HILOTERAPIA?

HILOTERAPIA es un tratamiento isotérmico que actúa en las zonas corporales afectadas aplicando una temperatura terapéutica (seleccionada con precisión de un grado centígrado) entre +10°C y +35°C. El sistema permite tanto reducir la temperatura de la zona afectada (hipotermia) como aumentarla (hipertermia).

El efecto térmico se logra gracias al agua, que se hace circular a la temperatura adecuada en dos aparatos específicamente diseñados para ello: "HILOTHERM Clinic" e "HILOTHERM Homecare".



El agua circula en circuito cerrado a través de una variada gama de accesorios anatómicos, diseñados para adaptarse a distintas zonas de la cara, la cabeza y resto del cuerpo.

HILOTERAPIA